

ПРИНТЕР EASYCODER 2.0


Новинка в лабораториях производства спермы: распечатка на соломинка без чернил, новое программное обеспечение

Преимущества для Вас

- неповторимая аккуратная и четкая печать на соломинках 0,5 и 0,25 мл
- до 3 строк с общим количеством около 200 символов, даже на минисоломинках
- распечатка штрих-кода, логотипов и специальных символов
- немедленная нестираемая печать
- управление с ПК при помощи удобного программного обеспечения Минитуб
- на соломинках можно распечатывать порядковые номера
- возможна настройка размера и вида шрифта
- свободный выбор числа строк и положения печати
- чистая работа без запахов, без чернил и растворителей
- легкость в работе, требует незначительное обслуживания
- легкость и быстрота перехода между различными простой и быстрый переход между соломинками 0,25мл и 0, 5мл соломинок

Принтер EasyCoder 2.0, полный поз. : 13038/0000

Обновление ПО EasyCoder до версии 2.0 поз. : 18800/0001



Технические характеристики

- Термотрансферная печать с автоматической подачей соломок
- Производительность: 3 600 соломинок в час
- Программное обеспечение Minitube на платформе Windows с базой данных по донорам спермы – для хранения информации о животных и маркировке
- Передача данных через последовательный порт или USB-адаптер (входит в комплект)
- Индивидуальная компоновка числа и конфигурации печатаемых строк и размера символов в строке
- Габаритные размеры (Д x Ш x В): 690 x 370 x 310 mm (без ПК)
- Электропитание: 110-230 V AC, 50/60 Hz

Принадлежности

Красящая лента для печати соломинок, 200 м/рулон

черная поз. : 13038/0010

золотая поз. : 13038/0012

красная поз. : 13038/0015

серебряная поз. : 13038/0017