



# КвикЛок Подогреватель

Нагрев батарейками, с зарядным устройством и ремнем

## Преимущества для Вас

- Инструменты осеменения транспортируются при стабильной температуре
- Температура размороженной спермы в подогретом КвикЛок не падает
- Очень устойчивый материал, легко очищаемый, сумочку можно стирать в стиральной машине
- Ремень позволяет ношение сумки удобным образом
- Мощность аккумулятора около 8 часов в зависимости от температуры окружающей среды и степени заряженности аккумулятора
- Питание зарядного устройства от прикуривателя автомобиля (12 V DC) или от розетки (220 V AC)
- Настроенная температура 35°C, другие температуры возможны по заказу

**КвикЛок Подогреватель**, комплект [поз. : 17028/0200](#)

## Принадлежности

**Одноразовый пластиковый мешочек** для защиты внутренней стороны [поз. : 17028/0201](#)



minitube